



Multi Drug

RAPU08A444



en

**One step test device for the simultaneous, qualitative detection of
Amphetamines, Barbiturates, Benzodiazepines, Cocaine metabolites, Methamphetamines
Morphine, Methadone, Phencyclidine, Tricyclic Antidepressants and THC metabolites
in human urine
For professional in vitro diagnostic use only.
RAPU08A444**

INTENDED USE

The **DIAsource Drugscreen-Stick RAPU08A444** is a specific arrangement of different lateral flow chromatographic immunoassays for the detection of Amphetamines, Barbiturates, Benzodiazepines, Cocaine metabolites, Methamphetamines Morphine, Methadone, Phencyclidine, Tricyclic Antidepressants and THC metabolites in human urine at the following cut-off concentrations:

TEST DEVICE Side A	SUBSTANCE	CAS-No	Cut-off Limit Value [ng / mL]	TEST DEVICE Side B	SUBSTANCE	CAS-No	Cut-off Limit Value [ng / mL]
Amphetamines (AMP)	D-Amphetamine	[51-64-9]	1000	Morphine (MOR)	Morphine	[57-27-2]	300
	3,4-Methylenedioxy-amphetamine	[4764-17-4]	2000		Codeine	[76-57-3]	300
	D,L-Amphetamine	[300-62-9]	3000		6-Monoacetylmorphine	[-]	400
	Phentermine	[122-09-8]	3000		Morphine 3-β-D-glucuronide	[20290-09-9]	1000
	L-Amphetamine	[156-34-3]	50000		Levorphanol	[77-07-6]	1500
Barbiturates (BAR)	Butabarbital	[125-40-6]	75		Hydromorphone	[466-99-9]	3000
	Butethal	[77-28-1]	100		Ethylmorphine	[-]	6000
	Phenobarbital	[50-06-6]	100		Norcodeine	[467-15-2]	6000
	Alphenal	[115-43-5]	150		Thebaine	[115-37-7]	6000
	Aprobarbital	[77-02-1]	200		Oxycodone	[76-42-6]	30000
	Amobarbital	[57-43-2]	300		Hydrocodone	[125-29-1]	50000
	Secobarbital	[76-73-3]	300	Methadone (MTD)	Methadone	[76-99-3]	300
	Pentobarbital	[76-74-4]	300		Doxylamine	[469-21-6]	50000
	Cyclopentobarbital	[76-68-6]	600	Phencyclidine (PCP)	Phencyclidine	[60124-79-0]	25
	Butalbital	[77-26-9]	2500		4-Hydroxy-Phencyclidine	[-]	12500
Benzodiazepines (BZD)	Nitrazepam	[146-22-5]	100	Tricyclic Antidepressants (TCA)	Desipramine	[50-47-5]	200
	Clobazam	[22316-47-8]	100		Imipramine	[50-49-7]	400
	Temazepam	[846-50-4]	100		Nordoxepine	[-]	1000
	Lorazepam glucuronide	[-]	150		Nortriptyline	[894-71-3]	1000
	Alprazolam	[28981-97-7]	200		Amitriptyline	[50-48-6]	1500
	Diazepam	[439-14-5]	200		Promazine	[58-40-2]	1500
	Clorazepate dipotassium	[57109-90-7]	200		Doxepine	[1668-19-5]	2000
	Norchlordiazepoxide	[-]	200		Maprotiline	[10262-69-8]	2000
	Oxazepam	[604-75-1]	300		Trimipramine	[739-71-9]	3000
	Desalkylflurazepam	[2886-65-9]	300		Clomipramine	[303-49-1]	12500
	Flunitrazepam	[1622-62-4]	400	Marijuana (THC)	Promethazine	[60-87-7]	25000
	Nordiazepam	[-]	400		11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	[-]	30
	Chlordiazepoxide HCl	[438-41-5]	750		11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	[-]	50
	Clonazepam	[1622-61-3]	800		Δ ⁸ -THC	[5957-75-5]	15000
	α-Hydroxy-alprazolam	[-]	1200		Δ ⁹ -THC	[1972-08-3]	15000
	Bromazepam	[1812-30-2]	1500		Cannabinol	[521-35-7]	20000
	Chlordiazepoxide	[58-25-3]	1500				
	Delorazepam	[2894-67-9]	1500				
	Lorazepam	[864-49-1]	1500				
	Estazolam	[29975-16-4]	2500				
	Triazolam	[28911-01-5]	2500				
	Midazolam	[59467-70-8]	12500				
Cocaine (COC)	Benzoyllecgonine	[-]	300				
	Cocaine	[53-21-4]	700				
	Cocaine ethylene [-]	[-]	12500				
	Ecgonine [-]	[-]	32000				
Methamphetamine (MET)	D-Methamphetamine [-]	[-]	1000				
	3,4-Methylenedioxy-methamphetamine	[-]	2000				
	L-Methamphetamine	[537-46-2]	8000				
	p-Hydroxy-methamphetamine	[-]	30000				
	Mephentermine	[100-92-5]	50000				

Side A

Drug Control®

ID _____

Die Testspitzen im Urin eintauchen, bis die Chromatographie deutlich zu erkennen ist

Immerse the tips of test into specimen until chromatography is clearly visible

1 2 3 4 5

C T

DER KONTAKT DER PROBE MIT DEM PLASTIKGERÄT IST ZU VERMEIDEN.
DO NOT ALLOW SAMPLE TO TOUCH PLASTIC DEVICE

Side B

Drug Control®

ID _____

Die Testspitzen im Urin eintauchen, bis die Chromatographie deutlich zu erkennen ist

Immerse the tips of test into specimen until chromatography is clearly visible

1 2 3 4 5

C T

DER KONTAKT DER PROBE MIT DEM PLASTIKGERÄT IST ZU VERMEIDEN.
DO NOT ALLOW SAMPLE TO TOUCH PLASTIC DEVICE

Interpretation of results
Ablesen der Ergebnisse

positive positiv	negative negativ	invalid ungültig
C	C	C
T	T	T

REAGENTS
The **DIAsource Drugscreen-Stick** contains mouse monoclonal antibody-coupled particles and drug-protein conjugates. The control line system contains a goat anti-mouse antibody.

PANEL 25 envelops containing a defined combination of strips in a protected case, desiccant. Combination : COC / THC / BZD (BZO) / MTD (MTE) / MOP (MOR. OPN) / AMP / BAR / MET (M-AMP) / PCP / TCA

<ul style="list-style-type: none"> For Professional in vitro diagnostic use only. Do not use after the expiration date. The test device should remain in the sealed pouch until use. Do not moisten nitrocellulose membrane with urine samples. Immerse tips of test strips for at least 10-15 seconds in the urine specimen. 	<ul style="list-style-type: none"> Avoid cross-contamination of urine samples by using a new specimen collection container for each urine sample All specimens should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent The used test device should be discarded according to federal state and local regulations.
--	---

The **DiAsource Drugscreen-Stick** can be stored at room temperature or refrigerated (2 – 30 °C). The test is stable through the expiration date printed on the sealed pouch.

<input type="checkbox"/> Do not freeze.	<input type="checkbox"/> Do not use beyond the expiration date.
---	---


The urine specimen must be collected in a clean and dry container. Urine collected at any time of the day may be used. Urine specimens exhibiting visible precipitates should be centrifuged, filtered, or allowed to settle to obtain a clear specimen for testing. Urine specimens may be stored at 2 - 8°C for up to 48 hours prior to testing. For long-term storage, specimens may be frozen and stored below -20 °C. Frozen specimens should be thawed and mixed before testing.

MATERIALS PROVIDED

- I Multi test device
- I Package insert

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

- I Specimen collection container
- I Timer




Dip **DIASource Drugscreen-Stick**
into urine specimen

DIRECTIONS FOR USE


- 1 Allow the urine specimen, test device, and / or controls to reach room temperature (15 – 30 °C) prior to testing.
- 2 Bring pouch to room temperature before opening it.
- 3 Remove the Multi test from the sealed pouch and use it as soon as possible.
- 4 Immerse the tips of the Multi test vertically in the urine specimen for at least 10-15 seconds.
- 5 Do not pass the maximum line (dipping line) on the test when immersing the tips of the Multi test.
- 6 Place the test on a non-absorbent flat and clean surface. Start the timer and wait for the red lines to appear.
- 7 The result should be read at 5-8 minutes. Do not interpret after more than 10 minutes.

INTERPRETATION OF RESULTS

SIDE A



SIDE B












Negative:* Two lines appear in each window. One red line should be in the control region (C), and another apparent red or pink line should be in the test region (T). This negative result indicates that the concentrations of the substances detectable with the corresponding test are below the cut-off concentration (substances & cut-off concentrations see table on page 1) or that they are not present.

Positive: One red line appears in the control region (C). No line appears in the test region (T). This positive result indicates that the concentration of at least one of the substances detectable with the corresponding test exceeds the cut-off concentration (substances & cut-off concentrations see table on page 1).

Invalid: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test using a new test device. If the problem persists, discontinue using the lot immediately and contact distributor / manufacturer.

* **Note:** The shade of red in the test line region (T) may vary, but it should be considered negative whenever there is even a faint pink line.

Information about the performance characteristics are available through our technical support department, at tech.support@diasource.be

 Consult instructions for use	 Manufacturer
 Storage temperature	 Contains sufficient for n tests
 Use by	 In vitro diagnostic medical device
 Batch code	 Panel
 Catalogue number	

Revision date : 2009-09-22

Testeur en un temps pour la détection qualitative simultanée de l'amphétamine, des barbituriques, des benzodiazépines, des métabolites de la cocaïne, de la méthamphétamine, de la morphine, de la méthadone, de la phencyclidine, des antidépresseurs tricycliques et des métabolites du THC dans l'urine humaine.

Réservé au diagnostic professionnel in vitro.



RAPU08A444

INDICATION

Le **DIAsource Drugscreen-Stick RAPU08A444** est une disposition spécifique de divers dosages immunologiques chromatographiques à flux latéral permettant la détection de l'amphétamine, des barbituriques, des benzodiazépines, des métabolites de la cocaïne, de la méthamphétamine, de la morphine, de la méthadone, de la phencyclidine, des antidépresseurs tricycliques et des métabolites du THC dans l'urine humaine aux concentrations-seuils suivantes:

TESTEUR A	SUBSTANCE	No. CAS	Concentration-seuil [ng / mL]	TESTEUR B	SUBSTANCE	No. CAS	Concentration-seuil [ng / mL]
Amphétamine	D-Amphétamine	[51-64-9]	1000	Morphine	Morphine	[57-27-2]	300
	(±) 3,4-Méthylènedioxy-amphétamine	[4764-17-4]	2000		Codéine	[76-57-3]	300
	D,L-Amphétamine	[300-62-9]	3000		6-Monoacétylmorphine	[-]	400
	Phentemine	[122-09-8]	3000		Morphine-3-β-D-glucuronide	[20290-09-9]	1000
	L-Amphétamine	[156-34-3]	50000		Lévorphanol	[77-07-6]	1500
Barbituriques	Butabarbital	[125-40-6]	75		Hydromorphone	[466-99-9]	3000
	Butéthyl	[77-28-1]	100		Ethylmorphine	[-]	6000
	Phénobarbital	[50-06-6]	100		Norcodéine	[467-15-2]	6000
	Alphénal	[115-43-5]	150		Thébaine	[115-37-7]	6000
	Aprobarbital	[77-02-1]	200		Oxycodone	[76-42-6]	30000
	Amobarbital	[57-43-2]	300		Hydrocodone	[125-29-1]	50000
	Sécobarbital	[76-73-3]	300	Méthadone	Méthadone	[76-99-3]	300
	Pentobarbital	[76-74-4]	300		Doxylamine	[469-21-6]	50000
	Cyclopentobarbital	[76-68-6]	600	Phencyclidine	Phencyclidine	[60124-79-0]	25
	Butalbital	[77-26-9]	2500		4-Hydroxy-phencyclidine	[-]	12500
Benzodiazépines	Nitrazépam	[146-22-5]	100	Antidépresseurs tricycliques	Désipramine	[50-47-5]	200
	Clobazam	[22316-47-8]	100		Imipramine	[50-49-7]	400
	Témazépam	[846-50-4]	100		Nordoxépine	[-]	1000
	Lorazépam glucuronide	[-]	150		Nortriptyline	[894-71-3]	1000
	Alprazolam	[28981-97-7]	200		Amitriptyline	[50-48-6]	1500
	Diazépam	[439-14-5]	200		Promazine	[58-40-2]	1500
	Chlorazépate	[57109-90-7]	200		Doxépine	[1668-19-5]	2000
	Dipotassium	[-]	200		Maprotiline	[10262-69-8]	2000
	Norchlordiazépoxide	[604-75-1]	300		Trimipramine	[739-71-9]	3000
	Oxazépam	[2886-65-9]	300		Clomipramine	[303-49-1]	12500
	Désalkylflurazépam	[1622-62-4]	400		Prométhazine	[60-87-7]	25000
	Flunitrazépam	[-]	400	Marijuana	11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	[-]	30
	Nordiazépam	[438-41-5]	750		11-nor-Δ ⁸ -THC-9 COOH	[-]	50
	Chlordiazépoxide HCl	[1622-61-3]	800		Δ ⁸ -THC	[5957-75-5]	15000
	Clonazépam	[-]	1200		Δ ⁹ -THC	[1972-08-3]	15000
	α-Hydroxylalprazolam	[1812-30-2]	1500		Cannabinol	[521-35-7]	20000
	Bromazépam	[58-25-3]	1500				
	Chlordiazépoxide	[2894-67-9]	1500				
	Délorazépam	[864-49-1]	1500				
	Lorazépam	[29975-16-4]	2500				
	Estazolam	[28911-01-5]	2500				
	Triazolam	[59467-70-8]	12500				
	Midazolam	[-]	300				
Cocaïne	Benzoyllecgonine	[53-21-4]	700				
	Cocaïne	[-]	12500				
	Cocaéthylène	[-]	32000				
	Ecgonine	[-]	1000				
Méthamphétamine	D-Méthamphétamine	[-]	2000				
	(±) 3,4-Méthylènedioxy-méthamphétamine	[-]	8000				
	D,L-Méthamphétamine	[537-46-2]	30000				
	p-Hydroxy-méthamphétamine	[-]	50000				
	Méphentermine	[100-92-5]					

Ces tests ne donnent que des résultats analytiques préliminaires. Une autre méthode chimique plus spécifique doit être utilisée pour obtenir un résultat analytique confirmé. La chromatographie gazeuse associée à la spectrométrie de masse (GC/MS) est la méthode de confirmation préférée. Des considérations cliniques et un jugement professionnel doivent être pris en compte pour tous les résultats de test portant sur des drogues, en particulier lorsque des résultats préliminaires positifs sont indiqués.



PRINCIPE DU TEST

Le **DIAsource Drugscreen-Stick Test** est un test immunochromatographique rapide basé sur le principe de la liaison compétitive. Les drogues qui peuvent être présentes dans l'échantillon d'urine entrent en compétition avec le conjugué drogue-protéine pour les sites de liaison présents sur l'anticorps. Pendant le test, un échantillon d'urine migre vers le haut par capillarité. Si des drogues sont présentes dans l'échantillon d'urine à une concentration inférieure au seuil ("cut off"), ils ne satureront pas les sites de liaison des anticorps anti-droque couplés aux particules colorées. L'excès d'anticorps anti-droque couplés aux particules et non liés à de la drogue présente dans l'échantillon du patient sera alors capturé par le conjugué drogue-

protéine immobilisé sur la membrane et il apparaîtra une bande colorée visible au niveau de la zone de test (bande T). La bande colorée ne se formera pas dans la zone de test (bande T) si le taux dépasse le seuil ("cut off"), puisque tous les sites de liaison des anticorps anti-droque couplés aux particules colorées seront saturés. Un échantillon d'urine positif pour la drogue ne produira pas de bande colorée dans la zone de test (bande T) en raison de la compétition avec la drogue, alors qu'un échantillon d'urine négatif pour la drogue ou un échantillon contenant une concentration de drogue inférieure au seuil produira une bande dans la zone de test (bande T). En tant que contrôle interne de bon fonctionnement de la procédure, une bande colorée apparaîtra toujours au niveau de la zone témoin (bande C), indiquant qu'un volume adéquat d'échantillon a été ajouté et que la membrane s'est imprégnée.

REACTIFS

Le **DIAsource Drugscreen-Stick** contient des particules couplées à des anticorps murins anti-droque et des conjugués drogue-protéine. Des anticorps de chèvre sont utilisés dans les systèmes de bande témoin.

PANEL

25 étuis de protection contenant une combinaison définie de tigettes, desiccant. Combinaison : COC / THC / BZD (BZO) / MTD (MTE) / MOP (MOR, OPI) / AMP / BAR / MET (M-AMP) / PCP / TCA

PRÉCAUTIONS

- I Réservé à l'utilisation professionnelle diagnostique in vitro.
- I Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- I Le testeur doit rester dans la poche scellée jusqu'à ce qu'on l'utilise.
- I Ne pas humecter la membrane en nitrocellulose avec les échantillons d'urine.
- I Utiliser un volume d'échantillon adéquat (au moins 240 µl par test).
- I Éviter la contamination croisée des échantillons d'urine en utilisant pour chaque échantillon d'urine un nouveau récipient de prélèvement d'échantillon.
- I Tous les échantillons doivent être considérés comme potentiellement dangereux et manipulés de la même manière qu'un agent infectieux.
- I Le testeur utilisé doit être éliminé conformément aux règlements fédéraux, de l'état ou locaux.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Le **DIAsource Drugscreen-Stick** peut être conservé à température ambiante ou au réfrigérateur (2–30°C). Le test est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur la poche scellée. Le test doit rester dans la poche scellée jusqu'à ce qu'on l'utilise.

- I Ne pas congeler.
- I Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration.

PRELEVEMENT ET PREPARATION DE L'ECHANTILLON

L'échantillon d'urine doit être recueilli dans un récipient propre et sec. On peut utiliser de l'urine recueillie à n'importe quel moment de la journée. Les échantillons d'urine présentant des précipités visibles doivent être centrifugés, filtrés, ou bien on doit les laisser reposer afin d'obtenir un échantillon limpide pour le test. Les échantillons d'urine peuvent être conservés à 2-8 °C pendant une période allant jusqu'à 48 heures avant le test. Pour une conservation de longue durée, les échantillons peuvent être congelés et conservés à une température inférieure à -20 °C. Les échantillons congelés doivent être décongelés et mélangés avant le test.

MATERIEL FOURNI


- I Testeur
- I Notice d'emballage

MATERIEL NECESSAIRE MAIS NON FOURNI

- I Récipient pour prélèvement d'échantillon
- I Minuteur



Plonger le **DIAsource Drugscreen-Stick** dans l'échantillon d'urine



Pipeter l'échantillon d'urine sur les extrémités absorbantes respectives du **DIAsource Drugscreen-Stick**




Pipeter l'échantillon d'urine dans le capuchon du **DIAsource Drugscreen-Stick**

MODE D'EMPLOI


- 1 Laisser le test, l'échantillon d'urine et/ou les témoins revenir à température ambiante (15–30 °C) avant de réaliser le test.
- 2 Ramener la poche à température ambiante avant de l'ouvrir.
- 3 Retirer le testeur de la poche scellée et l'utiliser le plus rapidement possible.
- 4 Placer le testeur sur une surface propre et plane.
- 5 Ajouter 3 à 4 gouttes d'urine (environ 240 µl) au puit d'échantillon ou immerger le test verticalement dans l'échantillon d'urine pendant au moins 10 à 15 secondes.
- 6 Ne pas dépasser la bande maximum (bande d'immersion) figurant sur le test lorsqu'on immerge la bandelette.
- 7 Placer le test sur une surface plate non absorbante, mettre le minuteur en route et attendre que la ou les bandes rouges apparaissent.
- 8 Lire le résultat après 10 minutes.

INTERPRETATION DES RESULTATS


Testeur A




Négatif



Positif



Non valide




Non valide

- Négatif:*** Deux rangées de bandes apparaissent. Il doit y avoir une rangée dans la zone témoin (C) et une autre dans la zone de test (T). Ce résultat négatif indique que les concentrations en substances illicites sont inférieures à leur taux détectable (voir tableau ci-dessus).
- Positif:** Une rangée de bandes rouges apparaît dans la zone témoin (C). Il n'apparaît pas de bandes dans la zone de test (T). Ces résultats positifs indiquent que les concentrations des différentes drogues illicites sont supérieures à leur taux détectable (voir tableau ci-dessus).
- Non valide:** Il n'apparaît pas de bandes témoins. Les raisons les plus probables pour expliquer la non-apparition de la bande témoin sont un volume d'échantillon insuffisant ou des techniques de procédure incorrectes. Revoir la procédure et répéter le test en utilisant un nouveau testeur. Si le problème persiste, arrêtez immédiatement d'utiliser le lot et contactez le distributeur/fabricant.

* **Remarque:** La nuance de rouge dans la zone de test (T) peut varier, mais le test doit être considéré comme négatif lorsqu'il y a même une bande rose pâle.










Testeur B



- Négatif*:** Deux rangées de bandes apparaissent. Il doit y avoir une rangée dans la zone témoin (C) et une autre dans la zone de test (T). Ce résultat négatif indique que les concentrations en substances illicites sont inférieures à leur taux détectable (voir tableau ci-dessus).
- Positif:** Une rangée de bandes rouges apparaît dans la zone témoin (C). Il n'apparaît pas de bandes dans la zone de test (T). Ces résultats positifs indiquent que les concentrations des différentes drogues illicites sont supérieures à leur taux détectable (voir tableau ci-dessus).
- Non valide:** Il n'apparaît pas de bandes témoins. Les raisons les plus probables pour expliquer la non-apparition de la bande témoin sont un volume d'échantillon insuffisant ou des techniques de procédure incorrectes. Revoir la procédure et répéter le test en utilisant un nouveau testeur. Si le problème persiste, arrêtez immédiatement d'utiliser le lot et contactez le distributeur/fabricant.

* **Remarque:** La nuance de rouge dans la zone de test (T) peut varier, mais le test doit être considéré comme négatif lorsqu'il y a même une bande rose pâle.

Les informations relatives aux performances de la trousse sont disponibles via notre support technique, tech.support@diasource.be.

	Consulter les instructions d'utilisation		Fabricant
	Température de conservation		Contenu suffisant pour <n> tests
	Utiliser jusqu'à		Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Numéro de lot		Panel
	Référence de catalogue		

Date de révision : 2009-09-22